



coverdrain

sacca porta drenaggio

Per potersi muovere
liberamente
anche quando
è necessario
raccolgere
liquidi
in una sacca
per drenaggio

barrepharma

Migliaia di pazienti ogni giorno sono sottoposti ad interventi chirurgici che prevedono il posizionamento di uno o più drenaggi esterni o del catetere vescicale. Per questi pazienti una ulteriore difficoltà è gestire tale situazione senza imbarazzi sociali e funzionali.

La sacca porta drenaggi, prodotta e distribuita da BarrePharma, si utilizza essenzialmente nel post intervento chirurgico, per consentire al paziente di trasportare facilmente il drenaggio e di muoversi liberamente senza imbarazzo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

COS'È La sacca porta drenaggi per utilizzo post intervento chirurgico, è una sacca di nuova realizzazione, prodotta con materiale biodegradabile, leggero ma, nel contempo, resistente e testata per sopportare fino ad un peso di kg 2. Non è sterile ed è monouso.

La sacca, con la tracolla (lunghezza 180 cm) regolabile tramite una fibbia, in base alle differenti caratteristiche fisiche individuali, nonché in riferimento alle eventuali diverse posizioni dei drenaggi, è di colore bianco ed in 2 formati differenti;

- 15 cm di lunghezza, 25 cm di altezza, 8 cm di larghezza, peso 28 gr. circa
- 30 cm di lunghezza, 25 cm di altezza, 8 cm di larghezza, peso 35 gr. circa

A COSA SERVE La sacca porta drenaggi è utile per mantenere l'igiene e per garantire la non contaminazione dei drenaggi e delle sacche di raccolta, nonché è indispensabile affinché il paziente possa celare e trasportare facilmente i drenaggi di vario tipo; non provoca disagi al portatore e riduce anche l'impatto visivo, poiché un lato è composto da tessuto colorato coprente, mentre la parte opposta è di materiale plastico trasparente in modo da consentire una immediata verifica da parte del personale sanitario, senza estrarre i drenaggi. Non ingombrante, non invasiva e leggera, può essere indossata rapidamente perché dotata di una semplice tracolla regolabile.

COME SI USA La sacca porta drenaggi si indossa semplicemente sopra gli indumenti con la tracolla regolabile tramite una fibbia. Al suo interno vengono posizionati i drenaggi, che non sono visibili in quanto la parte trasparente è rivolta verso l'interno.



Tracolla regolabile
tramite una fibbia



Drenaggi non visibili
esternamente

barrepharma

coverdrain
sacca porta drenaggio

Utilizzo post intervento chirurgico

Biodegradabile

Monouso

Garantisce la non contaminazione dei drenaggi

Testata fino a 2 kg

Tracolla regolabile

Due formati

barrepharma

di Paolo Giuseppe Barreca
Via Erasmo Gattamelata 71 - 00176 Roma
+39 3299268831 - info@barrepharma.it